



PalaXpress®

Acrílico dental universal con ajuste preciso.

Al ser los creadores de las resinas acrílicas para la fabricación de prótesis dentales, marcamos la dirección del mercado. Puede estar seguro de que: Todas las resinas de Kulzer superan las especificaciones que exigen las normas internacionales y están sometidas a unos rigurosos controles. Se ha certificado la biocompatibilidad de todos los materiales.

PalaXpress® es un material para numerosas indicaciones en prótesis acrílicas. Su exclusiva fórmula proporciona una amplia variedad de procesamientos mediante vaciado o inyección. Excelente tiempo de manejo: puede verter varias prótesis en silla de montar en un único procedimiento gracias al tiempo de trabajo de más de 10 minutos.

Salud bucal en las mejores manos.




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

PalaXpress® – Ventajas

- Resina para prótesis universal para numerosas indicaciones.
- Precisión elevada con Palajet®.
- Uniformidad del color de prótesis o reparaciones parciales o completas.
- Vertido de varias prótesis en silla de montar en un único procedimiento.
- Finalización de silla de montar opuesta sin polimerización intermedia.
- Excelente compatibilidad con las mucosas gracias a la baja cantidad de monómeros residuales.
- Estabilidad del color gracias al sistema catalizador.
- Exclusivo sistema de introducción del proceso de llenado de Palajet®.
- Sin cadmio y biocompatible.

Comparación del contenido de monómeros residuales de PalaXpress®



Código:	Artículo:	Contenido:
64711693	PalaXpress® CLEAR	1 x 100 g
64711630	PalaXpress® PINK	1 x 100 g
64712763	PalaXpress® PINK QPAQUE	1 x 100 g
66020112	PalaXpress® LIVE PINK	1 x 100 g
64711485	PalaXpress® CLEAR	1 x 1,000 g
64710515	PalaXpress® PINK	1 x 1,000 g
64712764	PalaXpress® PINK QPAQUE	1 x 1,000 g
66020111	PalaXpress® LIVE PINK	1 x 1,000 g
64710516	PalaXpress® PINK VEINED	1 x 1,000 g
64711398	PalaXpress® R50 VEINED	1 x 1,000 g
64711631	Pala X press® LIQUID	1 x 80 ml
64710513	Pala X press® LIQUID	1 x 500 ml

Indicaciones

Prótesis completas Prótesis parciales

Técnicas de uso

De vertido De vertido con mufla De inyección

Kulzer México S.A. de C.V.
 Tel. 55 5531-5549
 Homero 527 int. 301-302
 Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
 CP 11550, Ciudad de México

Redes Sociales: Kulzer Mexico
 youtube: Kulzer Latinoamérica
 contacto-hkxm@kulzer-dental.com

www.kulzer.mx