



Memosil® 2

El experto para indicaciones especiales.

Material transparente para un fácil control óptico.

Memosil® 2 es nuestro versátil silicón por adición, es transparente y puede ser utilizado para odontología protésica, implantología y otras especialidades dentales. Tiene una dureza final alta y puede retirarse de la boca sin riesgo de desgarres. El sistema de automezclado le ahorra tiempo y reduce el riesgo de fallas.

Elija la facilidad de trabajar con Memosil® 2.

Salud bucal en las mejores manos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Memosil® 2 - Ajuste preciso garantizado.

Memosil® 2 es nuestro versátil silicón por adición transparente que puede ser utilizado para odontología protésica, implantología y otras especialidades dentales. Tiene una dureza final alta y puede retirarse de la boca sin riesgo de desgarres. Su sistema de automezclado le ahorra tiempo y reduce el riesgo de fallas.

Indicaciones:


- Como llave para anteriores, posteriores, provisionales y carillas.
- En la fijación de referencias radiopacas para tomar radiografías en casos de implantes.
- Como matriz para transferencia de aparatos de ortodoncia del modelo a la boca, facilitando “por ejemplo” la colocación de brackets en posteriores.

Memosil® 2 le brinda los siguientes beneficios:

Control óptico: La transparencia de Memosil® 2 facilita su posicionamiento en boca y permite la fotopolimerización de composites a través del material. Evita la formación de capa inhibidora en composites.

Es limpio e higiénico: Debido a su aplicación directa desde el cartucho, además Memosil® 2 puede desinfectarse.

Pacientes más cómodos: Por su corto tiempo en boca y su sabor y olor neutros.



Código:	Artículo:	Contenido:
66004969A	Memosil® 2 Automix Cartridge Refill	2 x 50ml Memosil® 2 12 Mixing Tips green

Kulzer México S.A. de C.V.
Tel. (55) 5531-5549
Homero 527 int. 301-302
Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx
twitter: @kulzermexico
facebook: KulzerMexico
youtube: Kulzer Latinoamérica
contacto-hkmx@kulzer-dental.com