



Optostar y Optognath

Línea de dientes Classic.

- » **Optostar:** Dientes anteriores de cuatro capas. Ofrecen una translucidez excepcional a través de la capa de esmalte que cubre tanto en lingual como labial. Efectos opalescentes, bordes incisales con un tono azulado y otras características confieren a estos dientes un aspecto tan vívido que hace virtualmente imposible distinguirlos de dientes adyacentes naturales.
- » **Optognath:** Dientes posteriores de tres capas. Se distingue por su forma anatómica, una intercuspidación exacta, una oclusión perfecta y una distribución de la carga masticatoria equilibrada. Una depresión basal mejora la unión con el material base y reduce el tiempo para el tallado basal.

Salud bucal en las mejores manos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Optostar – Dientes anteriores multicapa.

La amplia gama de tonos y formas disponibles de estos dientes anatómicos, permiten una adaptación perfecta a la dentición existente o en dentaduras completas.



Con su alto grado de translucidez en las regiones incisal y proximal, puede ofrecer a sus pacientes unos dientes anteriores que garantizan una apariencia similar a un diente natural, bajo cualquier tipo de luz.

Ventajas

- Amplia gama de formas y tonalidades.
- Ajuste óptimo al área circundante en la boca.

Indicaciones

- Dentaduras completas.
- Dentaduras parciales.



Optognath – Dientes posteriores de 3 capas.

Los dientes posteriores Optognath proporcionan una función fisiológica superior, una relación intercuspídea precisa, una oclusión perfecta y una distribución uniforme de la carga masticatoria.

El exclusivo cuello hueco mejora la unión al material de la base de la dentadura y elimina la necesidad de cualquier rectificad. Garantiza un montaje rápido y fácil así como un ajuste perfecto en boca.

Optognath cuenta con


- Un ángulo en las cúspides de 28°.
- Un diseño funcional de la cara oclusal.
- Una oclusión céntrica exacta.
- Una intercuspidad óptima.
- Múltiples puntos de contacto.

Ventajas

- Amplia gama de formas y tonalidades.
- Oclusión perfecta.

Indicaciones

- Dentaduras completas.
- Dentaduras parciales.





















Tecnología de punta





Si de dientes anteriores o posteriores se trata, con las líneas de Kulzer se obtienen dientes artificiales de la más alta calidad.

Las líneas de Optostar y Optognath son fabricadas bajo el moderno procedimiento INCOMP (inyección / compresión), garantizando así máxima densidad con una ausencia absoluta de bolsas de aire y porosidades.



Optostar – Anteriores superiores


L 423			43,3 9,7 7,9
P 426			42,8 8,8 8,0
L 438			44,5 10,7 8,2
P 448			47,1 9,8 9,0
L/A 468			46,9 10,7 8,8
P 475			47,0 10,4 9,0
L 480			46,9 10,5 8,6
L/A 485			47,8 11,1 8,9
L/A 490			49,3 12,1 8,9
A 503			52,3 11,2 9,6

Optostar – Anteriores inferiores

U 34			35,8 8,3 5,3
U 37			34,5 8,9 5,4
U 38			35,2 8,7 5,4
U 67			38,3 10,0 5,7
U 86			37,8 9,1 5,6
U 88			39,2 11,1 5,7

Ejemplos


	423 43,3 9,7 7,9
	U 34 35,8 8,3 5,3



Optognath – Posteriores



Ejemplos



Combinaciones sugeridas

Anteriores Superiores	Anteriores Inferiores	Posteriores	Anteriores Superiores	Anteriores Inferiores	Posteriores
❶ L 423	U 37 + 32	32	❶ P 475	U 67 + 86	32 + 34
❷ P 426	U 34	30	❶ L 480	U 86 + 67	32 + 34
❶ L 438	U 37 + 38	32 + 34	❶❷ L/A 485	U 74 + 88	32 + 34
❷ P 448	U 38 + 67	32	❶❷ L/A 490	U 86 + 88	32 + 34
❶❷ L/A 468	U 67 + 86 + 38	32 + 34	❷ A 503	U 88	34

Optostar y Optognath están disponibles en 6 colores
A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / C2

Los dientes Kulzer cumplen con las normas en ISO 22112:2006 y ANSI/ADA No. 15-1999.

Ref: KMX1713 - Pala® es una marca registrada de Kulzer GmbH. Publicidad dirigida exclusivamente a profesionistas del ramo odontológico. Aviso Cofepris NO REQUERIDO

Kulzer México S.A. de C.V.
Tel. (55) 5531-5549
Homero 527 int. 301-302
Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx
twitter: @kulzermexico
facebook: KulzerMexico
youtube: Kulzer Latinoamérica
contacto-hkxm@kulzer-dental.com