



## iCEM® Self Adhesive

### La manera más fácil de cementar.

iCEM® Self Adhesive es un cemento dual y auto adhesivo que reúne: desensibilizador, ácido grabador, primer, bond y cemento en una sola jeringa. Es muy conveniente; se aplica directamente en la cavidad o restauración utilizando una jeringa auto-mix. No se requieren aparatos adicionales para su mezclado y aplicación.

Los excedentes pueden ser removidos fácilmente después de un corto tiempo de polimerizado. Debido a su excelente estabilidad puede ser almacenado a temperatura ambiente. El cemento tiene un efecto desensibilizante que reduce considerablemente el riesgo de sensibilidad post-operatoria. Por lo tanto, se eliminan las principales causas de sensibilidad post operatoria como: túbulos dentinarios expuestos, dentina reseca y/o exceso de grabado con ácido fosfórico.

Salud bucal en las mejores manos.




**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP


## iCEM® Self Adhesive – Aplicación práctica – Manejo inteligente.

iCEM® Self Adhesive es un cemento dual que combina una alta fuerza de adhesión con una aplicación fácil, rápida y sencilla que reduce los riesgos de sensibilidad post-operatoria. Esto significa que las restauraciones indirectas se fijan en un sólo paso.

Numerosos estudios científicos han demostrado que la fórmula de iCEM® Self Adhesive combina el fácil manejo de los cementos clásicos con las propiedades estéticas y mecánicas de alta calidad de los cementos resinosos.



Fuente: Duong T, Perry R and Lopez L (2008). Tensile Testing of Three Self-Etch Cements with Titanium Paraposts. J Dent Res/87(Spec Iss A): 660, 2008.



Fuente: Thompson FY, Teixeira E, University of Texas and University of North Carolina, USA 2007. Datos no publicados. Datos en archivo. Los valores con las mismas letras no difieren de manera significativa.

## Indicaciones y materiales – versatilidad inteligente.

iCEM® Self Adhesive es un cemento universal. Usted elige de un amplio rango de indicaciones ya que iCEM® se adhiere a una gran diversidad de superficies.

### Indicaciones

- Coronas
- Puentes
- Inlays
- Onlays
- Postes
- Férulas

### Materiales

- Aleaciones preciosas
- Aleaciones no preciosas
- Cerámica
  - Óxido de zirconia
  - Óxido de aluminio
  - Cerámica de vidrio
  - Cerámica prensada
  - Cerámica fresada
- Composite
- Titanio
- Fibra de vidrio
- Nylon



Código:	Artículo:	Contenido:
66036084	iCEM® Self Adhesive, Syringe Refill	1 x 5ml (7g) Automix syringe 50 Mixing tips, Pictorial card
66036085	iCEM® Self Adhesive, Mixing Tips Refill	50 Mixing tips, Pictorial card

**Kulzer México S.A. de C.V.**  
 Tel. (55) 5531-5549  
 Homero 527 int. 301-302  
 Polanco Reforma, Miguel Hidalgo  
 CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx  
 twitter: @kulzermexico  
 facebook: KulzerMexico  
 youtube: Kulzer Latinoamérica  
 contacto-hkxm@kulzer-dental.com