



## Provil® novo

Selección de precisión a su alcance.

### Sistema hidroactivo para la toma de impresiones a base de PVS.

Provil® novo hidroactivo es un sistema a base de silicón por adición que permite una excelente humectación sin absorber líquidos. De esta forma se descarta una alteración de volumen, originada por la absorción de humedad.

- » **La hidroactividad mejora:** La humectación de las estructuras dentarias y de la mucosa durante la toma de impresión. Esto permite mejorar la calidad de la superficie de los modelos.
- » **El resultado:** Impresiones con una reproducción nítida de los detalles y una excelente estabilidad dimensional. Modelos con superficies lisas y libres de burbujas.

Salud bucal en las mejores manos.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## Provil® novo – Hidroactivo, la mejor alternativa.

Durante su aplicación la superficie del material de impresión entra en contacto repetido con la humedad. Es cuando se hacen evidentes las características positivas de la hidroactividad.

Provil® novo hidroactivo permite una humectación excelente sin absorber líquidos. De esta forma se descarta una alteración de volumen, originada por la absorción de humedad.

La fórmula avanzada de Provil® novo permite lograr un ajuste preciso en todas las situaciones clínicas sin depender de la técnica de aplicación.

- Provil® novo se adapta por completo a cualquier técnica de impresión y estilo personal de trabajo.
- También cuenta con unas excelentes propiedades tixotrópicas. Gracias a su alta estabilidad, solo fluye cuando se aplica presión. No gotea y no se derrama por la garganta del paciente.
- Las propiedades hidroactivas de Provil® novo permiten la reproducción exacta de los detalles, incluso cuando hay humedad.

### Provil® novo Putty fast set

Material preliminar para impresiones putty / wash de dos pasos.

### Provil® novo Light CD

Material suministrado en cartuchos con viscosidad extra-baja para el segundo paso de impresiones putty / wash.



Código:	Artículo:	Contenido:
65209845A	Provil® novo P Soft Fast	1 x 500 ml
66006466A	Provil® novo Light CD2 Fast	2 x 50 ml

**Kulzer México S.A. de C.V.**  
 Tel. (55) 5531-5549  
 Homero 527 int. 301-302  
 Polanco Reforma, Miguel Hidalgo  
 CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx  
 twitter: @kulzermexico  
 facebook: KulzerMexico  
 youtube: Kulzer Latinoamérica  
 contacto-hkmx@kulzer-dental.com